

ТЕКСКЛИН® ХЛОР

Современный жидкий концентрат для хлорного отбеливания на основе гипохлорита натрия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТЕКСКЛИН_ХЛОР может использоваться в качестве хлорного отбеливателя в процессе стирки белых тканей, устойчивых к действию активного хлора.
- ТЕКСКЛИН_ХЛОР обладает сильными отбеливающими и явно выраженными гигиеническими свойствами и рекомендуется для обработки сложных загрязнений, удаление которых объективно невозможно с помощью кислороднодных отбеливателей в отдельной ванне «хлорного отбеливания».
- ТЕКСКЛИН_ХЛОР в правильно подобранном процессе стирки обеспечивает равномерное плавное выделение хлора для самого эффективного удаления сложных загрязнений.
- ТЕКСКЛИН_ХЛОР рекомендуется использовать только в специальных программах «перестира» с обязательной стадией кислородной нейтрализации остаточного хлора для минимизации негативного влияния хлора на сохранность текстиля.
- ТЕКСКЛИН_ХЛОР требует особых мер осторожности – перед использованием обязательно ознакомьтесь и соблюдайте технику безопасности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: жидкость зеленовато-желтого цвета

Плотность (при 20 °C): 1,25 – 1,27 г/мл

ПРИМЕНЕНИЕ

5-10 мл/кг ТЕКСКЛИН_ХЛОР в сочетании с основным щелочным усилителем стирки при температуре не более 50-55°C с последующей обязательной стадией кислородного отбеливания для удаления остаточных количеств хлора с волокон.

Требуемое время воздействия – 10 – 20 минут.

За подробными инструкциями и помощью в разработке технологической карты обратитесь к поставщику.

УПАКОВКА

Канистра 22 кг/ 34 кг.

ХРАНЕНИЕ

ТЕКСКЛИН ХЛОР хранят в оригинальной упаковке в сухом вентилируемом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +30°C. Не герметизировать место хранения. Не заменять заводскую упаковку. Закрывать канистру сразу после использования. Не сливать какие-либо жидкости в канистру.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 6 месяцев.